

## dNTP Mix (10mM each)

### 产品信息

| 产品名称                 | 编号      | 规格    |
|----------------------|---------|-------|
| dNTP Mix (10mM each) | DY10210 | 0.5ml |

### 产品描述

dNTP Mix 是 dATP, dCTP, dGTP 和 dTTP 等摩尔核酸混合液, 每一种核酸溶液的终浓度为 10 mM。适用于 PCR 扩增、real-time PCR、cDNA 或普通 DNA 合成、DNA 测序和标记等各种常规分子生物学实验。经检测, 不含 DNase、RNase、phosphatase。

### 保存方式

-20℃保存, 避免反复冻融, 有效期 2 年

本产品仅作科研用途