

## Rabbit anti- $\beta$ -actin antibody

### $\beta$ -actin 内参抗体, 兔抗

#### 产品信息

产品名称	编号	规格
Rabbit anti- $\beta$ -actin antibody	DY50017	100ul

#### 产品描述

$\beta$ -Actin 是横纹肌纤维中的一种主要蛋白质成分, 也是细胞骨架的一种主要组分。它广泛存在于细胞浆内, 具有高度保守性, 在细胞中的表达相对稳定, 因此常被用作校正系统的内参。

#### 保存方式

4°C运输, -20°C保存, 避免反复冻融, 保质期 1 年。

#### 产品性质

抗体来源: Rabbit

克隆类型: Polyclonal

反应种属: Human, Mouse, Rat

理论分子量: 42kDa

浓度: 1mg/ml

亚型: IgG

缓冲液: 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol

#### 产品应用

WB=1:5000-50000

ELISA=1:5000-20000

IHC-P=1:500-1000

Flow-Cyt=1 $\mu$ g/Test

ICC=1:100 (石蜡切片需做抗原修复)

#### 注意事项

为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

本产品仅作科研用途