

Rabbit Anti-GAPDH antibody

GAPDH 内参抗体, 兔抗

产品信息

产品名称	编号	规格
Rabbit Anti-GAPDH antibody	DY50018	100uL

产品描述

GAPDH (甘油醛-3-磷酸脱氢酶) 是参与糖酵解的一种关键酶, 它会催化甘油醛-3-磷酸的磷酸化。GAPDH 蛋白几乎在所有组织中都高水平表达, 广泛用作 Western blot 蛋白质标准化的内参, 是很好的内参抗体。GAPDH 作为管家基因在同种细胞或者组织中的蛋白质表达量一般是恒定的。因此常被用作校正系统的内参。

保存方式

4°C运输, -20°C保存, 避免反复冻融, 保质期 1 年。

产品性质

抗体来源: Rabbit

克隆类型: Polyclonal

反应种属: Human, Mouse, Rat

理论分子量: 37kDa

浓度: 1mg/ml

亚型: IgG

缓冲液: 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol

产品应用

WB=1:2000-10000

IHC-P=1:100-500

IHC-F=1:100-500

IF=1:100-500 (石蜡切片需做抗原修复)

注意事项

为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

本产品仅作科研用途