

## 牛血清白蛋白, 标准级

### BSA, Standard

#### 产品信息

产品名称	编号	规格
牛血清白蛋白, 标准级	DY60104	80g

#### 产品描述

牛血清白蛋白, 英文名称为 Bovine Serum Albumin, 别名 Bovine albumin, 或 Cohn Fraction V, 简称 BSA。BSA 在生物学实验中应用广泛, 作为载体蛋白, 可以稳定蛋白或抗体。在免疫实验中常用作封闭剂, 包括 ELISA、WB(Western Blot)。在限制性内切酶消化反应中, BSA 常常被用作一些酶的反应稳定剂, 并且能防止酶粘附到管壁和枪头上。BSA 也常作为营养物用于细胞和微生物培养。另外, BSA 也用于蛋白定量中的标准品。

#### 保存方式

4°C保存, 有效期 5 年。

#### 产品性质

CAS 号: 9048-46-8

分子量: 66 kDa

外观: 类白色或浅褐色粉末

含水量: ≤5.0%

白蛋白: 100%

重金属: ≤20ppm

总蛋白: 100%

本产品仅作科研用途