

增强型抗体稀释液

Enhanced Antibody Dilution Buffer

产品信息

产品名称	编号	规格
增强型抗体稀释液	DY90103	100ml/500ml

产品描述

增强型抗体稀释液是一种即用型的，适合于稀释免疫抗体测定实验（IF, IHC, ELISA, WB）中的抗体，该试剂可用于一抗或二抗的稀释和配制，稀释液中加入了多种抗体结合反应增强剂及稳定剂，增强免疫反应，减少非特异性结合，获得更佳的效果，可多次重复使用，节约宝贵的抗体。试剂中不含 BSA、脱脂奶粉等动物源的蛋白、磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂，适合于所有类型抗体稀释，包括 HRP, AP 标记的抗体。

保存方式

4°C保存, 有效期 1 年。

操作说明(仅供参考)

参考所用抗体的说明书，按照适当比例稀释抗体，例如 1:1000，即将 1 μ l 抗体加入到 1ml 稀释液中。抗体稀释后可直接用于实验，在一次孵育结束后，可以回收稀释的抗体，4°C短期保存，以用于下次的实验，但抗体的效价会随时间而降低。

注意事项

- 1、孵育抗体时尽量在 4 °C 进行，可延长稀释后抗体的使用寿命；
- 2、本品不含叠氮钠或硫柳汞类防腐剂，但含安全性更高的防腐剂，还需小心操作避免皮肤直接接触。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅作科研用途