

## 高分辨率琼脂糖

### High Sieving Agarose

#### 产品信息

产品名称	编号	规格
高分辨率琼脂糖 (PCR 级)	DY10128	5g

#### 产品描述

PCR 级高分辨率琼脂糖 (High Resolution Agarose) 对 PCR 产物, 小片段 DNA 具有很高的分辨率, 可以和聚丙烯酰胺相媲美, 适宜分离 20bp-800bp 的 DNA 片段。好溶解, 胶液更清澈, 可以配制高至 5% 凝胶, 很低的背景, 稳定的品质。

#### 保存方式

室温, 干燥保存。有效期 5 年。

#### 产品性质

CAS : 39346-81-1

外观 : 白色粉末

凝胶温度:  $\leq 33^{\circ}\text{C}$  (1.5% gel)

融胶温度 :  $\leq 75^{\circ}\text{C}$  (1.5% gel)

水分:  $\leq 10\%$

凝胶强度:  $\geq 750\text{g}/\text{cm}^2$  (1.5% gel)

硫化物:  $\leq 0.10\%$

灰分:  $\leq 0.5\%$

DNA 酶 & RNA 酶 : 不得检出

蛋白酶: 不得检出

核酸内切酶: 不得检出

本产品仅作科研用途