

离析酶 R-10 (来源于根霉菌)

Macerozyme R-10 (from *Rhizopus*)

产品信息

产品名称	编号	规格
离析酶 R-10 (来源于根霉菌)	DY50107	1g

产品描述

离析酶 R-10 具有很高的果胶酶和半纤维素酶活性，与纤维素酶一起使用，用于分离植物细胞，能从叶肉细胞和组培植物细胞中分离单个细胞，制备原生质体。

保存方式

4°C保存，有效期 2 年。

产品性质

性状：淡黄至白色粉末

溶解性：易溶于水

最适 pH：5.0-6.0

最适温度：40°C-50°C

活力：3000U/g

来源：根霉属菌

本产品仅作科研用途