

崩溃酶 (来源于担子菌, 酶活 ≥ 100 IU)

Driselase from *Basidiomycetes sp.* (Enzymatic activity ≥ 100 IU)

产品信息

产品名称	编号	规格
崩溃酶 (来源于担子菌, 酶活 ≥ 100 IU)	DY50210	500mg/1g

产品描述

崩溃酶是一种粗制发酵酶, 崩溃酶是由纤维素酶、半纤维素酶、果胶酶等组成的细胞壁降解酶。崩溃酶可以水解细胞壁(主要是真菌细胞壁), 用于原生质体的制备。本产品未做细胞培养验证。

保存方式

-20°C保存, 有效期 2 年。

产品性质

CAS: 85186-71-6

外观 (性状): 浅褐色至黄褐色粉末

活性: ≥ 100 IU

来源: *Basidiomycetes sp.*

溶解性: 1mg/ml in water

本产品仅作科研用途