

## 溶壁酶 (来源于藤黄节杆菌)

### Lyticase (from *Arthrobacter luteus*)

#### 产品信息

产品名称	编号	规格
溶壁酶 (来源于藤黄节杆菌)	DY50117	1g

#### 产品描述

该酶是真菌生物工程研究的有效工具酶，能分解真菌细胞壁，对大多数真菌都有较好的脱壁效果，对酵母菌、担子菌和子囊菌的效果佳。常用的工作浓度是 0.15 U/ $\mu$ l，具体可进行梯度实验调试。

#### 保存方式

2-8°C保存，保质期 3 年。

#### 产品性质

别名: Lysing Enzymes; Lyticase; 细胞溶解酶

来源: *Arthrobacter luteus*

CAS: 37340-57-1

活力:  $\geq 200$  U/mg

性状: 白色至浅棕色冻干粉末

本产品仅作科研用途